

UPUTE PACIJENTIMA ZA PRETRAGU FEKALNA ELASTAZA U STOLICI

Stolica za određivanje **fekalne elastaze** se uzima u posebne posudice s tekućinom koju treba prethodno preuzeti na šalteru laboratorija u zelenoj zgradi.

UPOZORENJE: Ukoliko je stolica potpuno tekuća, uzorak dostaviti u laboratorij u običnoj posudici s navojem koja se kupi u ljekarni.


Paziti kod uzimanja uzorka jer **PRENAPUNJENE** epruvete neće biti obrađivane, izdavat će se rezultat **"/" nesukladan uzorak**

Uz novi, (pravilno uzeti) uzorak, potrebno je dostaviti i novu uputnicu!!!



Uzorak stolice sakupiti u suhu, čistu posudu ili na čvrsti i čisti komad kartona.


Posudicu s tekućinom otvoriti **okretanjem bijelog čepa u smjeru kazaljke na satu** i laganim podizanjem prema gore.



Pažljivo izvući bijeli štapić i umočiti ga u stolicu na više mjesta tako da **svi utori na štapiću budu napunjeni**.

Višak stolice (izvan utora) obavezno ukloniti.

Višak stolice (izvan utora) obavezno ukloniti.



Vratiti bijeli štapić u posudicu s tekućinom i posudicu zatvoriti pritiskom bijelog čepa prema dolje dok se ne čuje "klik".

Napisati ime, prezime i datum rođenja na posudicu.

Uzorak pohraniti na 2-8°C do dostave u laboratorij.

Priredile: Ž. Vogrinc, A. Turčić, Lj. Zaninović, M. Fuček