

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za očne bolesti

Kišpatićeva 12

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Autoklav

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave                                       | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3        | 4        | 5                       | 6                             | 7  | 8                                       | 9           | 10= (4x8)           |
|         | <b>GRUPA PREDMETA NABAVE XXVI</b>                                  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <b>Autoklav</b>  | kom      | 2        |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE                         |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
| 1       | <b>Autoklav za brzu sterilizaciju, stolni –</b>                    |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
| 2       | <b>Vanjske dimenzije:</b> Težina aparata: maksimalno 40 kg         |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Sirina aparata: maksimalno 55 cm                                   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Dužina aparata: maksimalno 60 cm                                   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Visina aparata: maksimalno 45 cm                                   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
| 3       | <b>Dimenzije Komore:</b> Promjer: minimalno 20 cm                  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Dubina: minimalno 35 cm  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Kapacitet: minimalno 11 lit.                                       |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Vlastiti rezervoar za destiliranu vodu, kapacitet minimalno 2 lit. |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Svaki ciklus čista voda  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Jednodjelna sterilizacijska komora, izrađena od nehrđajući čelika  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Sigurnosni sistem, ventili, vrata, komora, pregrijavanje           |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | minimalno 4 tacne, nehrđajući čelik                                |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Dimenzije: 18x14cm,  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Dozvoljena težina: najmanje 3 kg po ciklusu                        |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | čvrstih nepakiranih instrumenata                                   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Biranje 4 ciklusa, sa sušenjem i bez sušenja ( 121°C i 134°C )     |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave   | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3        | 4        | 5                       | 6                             | 7  | 8                                       | 9           | 10= (4x8)           |
|         | Trajanje ciklusa na 134°C: bez sušenja; maksimalno 12 minuta kad je autoklav radi punim kapacitetom. |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | integrirani pisač  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Automatski rad cijelog uređaja   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Potpuna mikroprocesorsko upravljanje   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Poruke na displeju indiciraju stanje ciklusa, signali za „kraj ciklusa“                              |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Skidanje podataka o sterilizaciji bez dodatnog sotwerskog programa                                   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | Spajanje na PC pomoću priključka kao što su ( RS - 232,485,422, USB ili mrežni priključak )          |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
| 4       | <b>Napajanje:</b> 230V, 50/60 Hz   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <b>CE -sukladno EN 13060</b>   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <i>Osigurano servisiranje (korištenje originalnih dijelova)</i>                                      |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXVI (brojkama)</b>   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |